



Masque visage + cou



- mode d'emploi -

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Ce masque de beauté utilise une technologie avancée de lumière focalisée à spectre ultra-étroit, dont l'efficacité énergétique est six fois supérieure à celle des sources LED traditionnelles. Grâce à quatre longueurs d'onde spécifiques, 100 perles LED et 400 sources lumineuses, il cible avec précision les différentes couches de la peau pour un soin complet. Conçu pour épouser les contours du visage, le masque est pratique à utiliser et vous permet de profiter chez vous d'une expérience de beauté et de soin de niveau professionnel.



Utilisation conseillée : 2 à 3 fois par semaine pour de meilleurs résultats

PRÉFACE

Merci d'avoir acheté notre produit ! Avec cet appareil masque LED visage & cou, vous ou vos proches pourrez profiter d'une expérience de soin pour une peau plus jeune, plus nette et plus lumineuse.

Pour une meilleure expérience d'utilisation et de meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation. De plus, à la réception du produit, vérifiez qu'il n'est pas endommagé et que tous les accessoires sont présents.

CONTENU DE LA BOÎTE

1 	2 	3 
4 	5 	
① Appareil de beauté x2 ② Mode d'emploi x1 ③ Télécommande x1 ④ Câble de charge x1 ⑤ Sangle x4		

PREMIÈRE UTILISATION

Avant la première utilisation, après ouverture de l'emballage, veuillez à charger complètement la télécommande du masque. Pendant la charge, l'indicateur de batterie clignote progressivement ; les trois voyants allumés simultanément indiquent que la charge est terminée. **Temps de charge : 2 à 3 heures.**

Le masque visage & cou est équipé de sangles réglables pour un port confortable. Pour installer le masque visage & cou, passez la sangle dans l'orifice situé de l'autre côté du masque, enroulez-la autour de la tête et fixez-la fermement.

MISE EN PLACE ET CONNEXION




Une fois l'appareil de photothérapie installé, réglez la boucle de la sangle pour un maintien confortable. Branchez-le à la télécommande et allumez la lumière.



Avant utilisation, exposez le visage à la lumière pendant 1 minute ; en l'absence d'inconfort, vous pouvez poursuivre. Commencez par le niveau 1-2 pour habituer la peau, puis choisissez le niveau d'énergie selon l'état réel de votre peau. N'augmentez pas aveuglément la durée ni la fréquence des séances : adaptez la durée d'exposition à l'état réel de la peau. Il est recommandé d'utiliser ce produit 3 à 4 fois par semaine, à raison de 15 à 25 minutes par séance.


MODE DE CHARGE

Charge de l'appareil



Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation. Voyant de charge rouge ; voyant vert une fois la charge complète.


Charge de la télécommande



Pendant la charge, l'indicateur de batterie clignote progressivement (d'une à trois barres, trois barres au total) ; la charge est terminée lorsque les trois barres restent allumées en continu.

SOURCES LUMINEUSES

Visage



68 matrices lumineuses ×
272 sources lumineuses
(chaque puce matricielle intègre 4 puces
électroluminescentes indépendantes)

Cou



32 matrices lumineuses × 128 sources
lumineuses
(chaque puce matricielle intègre 4 puces
électroluminescentes indépendantes)


SCHÉMA D'INSTALLATION

1



Mise en place des sangles de l'appareil

2



Connexion sans fil 2,4 G. Maintenez le bouton du masque enfoncé 1,5 seconde pour l'allumer, puis maintenez celui de la télécommande enfoncé 1,5 seconde pour l'allumer : l'appareil est prêt à l'emploi.

Conseils

Avant utilisation, exposez le visage à la lumière pendant 1 minute ; en l'absence d'inconfort, vous pouvez poursuivre. Commencez par un niveau faible pour habituer la peau, puis choisissez le niveau d'énergie selon l'état réel de votre peau. N'augmentez pas aveuglément la durée ni la fréquence des séances : adaptez la durée d'exposition à l'état réel de la peau. Il est recommandé d'utiliser ce produit 3 à 5 fois par semaine, 10 minutes par séance, en cure continue de 4 semaines.


UTILISATION DES COMMANDES

Appareil



Appui long : marche / arrêt (arrêt automatique par défaut après 10 minutes de fonctionnement).

Appui court : changement de source lumineuse, 7 types de lumière disponibles en cycle.



Télécommande



Allumez d'abord l'interrupteur de l'appareil ! Une fois l'appareil allumé, appuyez longuement sur le bouton marche pour allumer la télécommande.

Appui court : changement de source lumineuse, 7 types de lumière disponibles en cycle.




Après la mise en marche, le mode infrarouge est activé par défaut (allumé en continu). Appuyez légèrement pour activer / désactiver le mode infrarouge. Lorsque ce mode est activé, le voyant « NIR » s'allume à l'écran.



Après la mise en marche, le niveau d'énergie par défaut est 1. Appuyez légèrement une fois pour basculer entre le mode renforcé et le réglage cyclique de l'énergie sur 3 niveaux.




Après la mise en marche, la durée par défaut est de 10 minutes, affichée « 10 » à l'écran. Appuyez légèrement sur la touche T pour ajouter 5 minutes : 10/15/20/25/30 minutes, 5 niveaux réglables en cycle.




Mode en cours	Appui court sur M	Écran	LED allumées sur le panneau FPC
Rouge	→ Bleu	« B »	toutes les LED bleues
Bleu	→ Vert	« G »	toutes les LED vertes
Vert	→ Jaune	« Y »	toutes les LED jaunes
Jaune	→ Violet	« RB »	LED rouges et bleues
Violet	→ Cyan	« BG »	LED bleues et vertes
Cyan	→ Blanc	« RBG »	LED rouges, bleues et vertes

✓ Dans chaque mode, le minuteur affiche le temps restant du compte à rebours et le niveau d'énergie correspond au réglage par défaut / personnalisé. Un nouvel appui sur M fait défiler les modes dans l'ordre.

ANALYSE SPECTRALE



Une étude de la NASA menée au XX^e siècle a montré que différentes longueurs d'onde lumineuses produisent différents effets de soin sur la peau.



8 types d'ondes lumineuses pour agir efficacement sur divers problèmes de peau :

- **Lumière rouge (620-630 nm)** : Stimule la production de collagène, améliore la vitalité de la peau et atténue rides et ridules.
- **Lumière bleue (440-465 nm)** : Adaptée aux peaux sensibles ; réduit les poussées d'acné et améliore les peaux à tendance acnéique.
- **Lumière verte (520-525 nm)** : Améliore l'équilibre du sébum et régule l'équilibre eau-huile de la peau.
- **Lumière jaune (630 nm + 520 nm)** : Illumine le teint, éclaircit la peau, décompose les pigments et atténue les cicatrices.
- **Lumière violette (630 nm + 460 nm)** : Double longueur d'onde rouge et bleue ; atténue les cicatrices d'acné.
- **Lumière cyan (525 nm + 460 nm)** : Renforce l'énergie de la peau et stimule le métabolisme.
- **Lumière blanche (460 nm + 520 nm + 630 nm)** : Pénètre les couches profondes de la peau pour l'améliorer.
- **Lumière proche infrarouge (850 nm)** : Répare la peau et accélère les processus métaboliques.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant la première utilisation de ce produit, effectuez un test de photosensibilité

1. Placez l'appareil sur votre bras, allumez-le et laissez-le émettre de la lumière pendant 10 minutes. En cas de rougeurs ou de démangeaisons, vous êtes peut-être sensible à des substances photosensibilisantes. Nous vous conseillons alors de cesser l'utilisation du produit ou de consulter une esthéticienne avant de l'utiliser à nouveau.
2. Avant utilisation, nettoyez votre visage et gardez-le sec (sans maquillage). Les cosmétiques peuvent contenir des ingrédients photosensibilisants susceptibles d'altérer l'effet du soin.
3. Après utilisation, la peau peut apparaître rouge : il s'agit d'une réaction normale de la peau, qui revient à la normale en 1 à 2 heures. En cas de sensation de brûlure ou de tout autre inconfort pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement.
4. Après utilisation, appliquez un masque hydratant et évitez l'exposition directe au soleil. Répétez 3 fois par semaine pendant 4 semaines pour de meilleurs résultats.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nom du produit	Masque visage + cou		
Minuterie	10/15/20/25/30 minutes	Poids net	365 g
Entrée de charge	5 V / 0,8 A	Puissance de sortie	3 W
Matériau principal	Silicone	Capacité de la batterie	2000 mA
Durée de charge	2-3 h		

Certificat

Contrôleur : _____

Autorisé à quitter l'usine
après inspection réussie.